



01/2022

12039-30 1 / 9

Made in the EU

Designed in the Netherlands

www.push.eu

The Netherlands

6199 AB Maastricht-Airport

Europaplein 31

Nea International bv

2.30.2



MED

PATELLA BRACE

PATELLABANDAGE

BANDE PATELLAIRE

PATELLABRACE

SUPPORTO ROTULEO

CINCHA PATELAR

PRODUCT INFORMATION



EN • DE • NL • FR • IT

ES • PT • CS • PL • HU

JA • SV • DA • NO • FI

PUSH MED PATELLA BRACE**INTRODUCTION**

Push med products provide effective solutions in the case of a disorder or reduced functioning of the locomotor apparatus.

Your new patella brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med patella brace improves functioning and provides pain relief. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable compression and good position retention constitute the basis of its performance.

Push products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med patella brace. If you have any questions, please consult your retailer or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

The Push med patella brace applies local pressure on the knee tendon and supports the patella. This relieves the insertion of the thigh muscle and reduces the tractive force on the lower leg.

The pad consists of a skin-compatible and elastic polymer. The synthetic bracing element underneath the pad ensures an even distribution of pressure.

A proper anatomical fit and the material of the pad contribute to the brace remaining in place during walking. The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry.

The Push med patella brace is easy to apply and can be washed without any problem.

INDICATIONS

- Tendinitis of the patella tendon
- Osgood-Schlatter disease
- Patellofemoral pain syndrome
- Subluxation/hypermobility proximal tibiofibular joint

There are no known disorders with which the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The patella brace is available in 1 size. The measurements range from 28 to 45 centimetres.

Ensure that the pressure point of the brace (at the level of the logo) is located immediately underneath the kneecap.

Tension the adjustable strap and close it.

WASHING INSTRUCTIONS

To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, following the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used; after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Your retailer's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace before each use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- In accordance with EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the appropriate regulatory body in the user's country of residence.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

For details of the distributor in your country, refer to www.push.eu/distributors**PUSH MED PATELLABANDAGE****EINLEITUNG**

Push med Produkte bieten Lösungen bei Funktionsstörung oder Einschränkungen des Bewegungsapparates.

Ihre neue Patellabandage ist ein Push med Produkt, das sich durch hohe Wirkksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Patellabandage bietet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung. Dies steigert die physische Leistung und bringt Schmerz relief. Dies erhöht die physische Stärke. Mechanische Unterstützung, justierbare Kompression und gute Positionserhalt bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit großer Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenstellenden Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Patellabandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Push med Patellabandage übt lokalen Druck auf die Kniehose aus und unterstützt die Patella. Dies entlastet den Einsatz des Oberschenkelknorpels und reduziert die Zugkraft auf den Unterschenkel.

Die Pelotte besteht aus einem hautverträglichen und elastischen Polymer. Das synthetische Bandagenelement unterhalb der Pelotte gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Drucks.

Eine gute anatomische Passform und das Material der Pelotte tragen dazu bei, dass die Bandage beim Laufen nicht verrutscht. Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochwertigen, komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofaser sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken.

Die Push Med Patellabandage ist leicht anzubringen und kann problemlos gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Tendinitis of the patella tendon
- Osgood-Schlatter disease
- Patellofemoral pain syndrome
- Subluxation/hypermobility proximal tibiofibular joint

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung in den Gliedern kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfanglich zu fest anzulegen und dieskin zu trocken.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Patellabandage ist in einer Größe für einen Unterschenkelumfang von 28 bis 45 Zentimeter erhältlich.

Vergewissern Sie sich, dass der Bandagendruckpunkt (auf Höhe des Logos) direkt unterhalb der Kniekehle liegt.

Spannen Sie die justierbare Band und schließen Sie es.

WASCHHINWEISE

Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zu waschen und trocken zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und die restliche Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (**nicht** in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push braces sind bedacht auf das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Das Fachpersonal Ihres Fachhändlers wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an einen Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie jedes Gebrauch von Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- In accordance with EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the appropriate regulatory body in the user's country of residence.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

Für gegevens van de distributeur in uw land verwijzen we naar www.push.eu/distributors**PUSH MED PATELLABRACE****WOORD VOORAF**

Push med producent bieden oplossingen bij een aandoening of verminderde functie van het bewegingsapparaat.

Uw nieuwe patellabrace is een Push med product, dat zich door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push Med Patellabandage biedt verbeterde stabiliteit en schmerzlindering. Dit steekt de fysieke leidbaarheid voorbij en vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en stabilité worden gebaseerd op de ondersteuning van de basis van de positie.

Push med producten zijn innovatief en worden met grote zorg voor u gemaakt. Dit garandeert grootste veiligheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevredenstellende gebruik.

Lees zorgvuldig de productinformatie voordat u de Push med patellabrace gebruikt. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw leverancier of kunt u een e-mail sturen aan info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

De Push med Patellabrace ultimt lokale druk op de kniepees en ondersteunt de patella. Ditzo ontlast de inseratie van de bovenbeenspier en vermindert de druk op de onderbeenspier. De Peleot bestaat uit een huidvriendelijk en veerkrachtig polymer. Het versteigingselement onderaan de Peleot garandeert een uniforme verdeeling van de druk.

Een goede anatomische passvorm en het materiaal van de Peleot bevorderen het positieverhouding van de brace tijdens het lopen. De brace is vervaardigd met Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. De gebruik van microvezels zorgt voor een zachte interne zijde en houdt de huid droog.

De Push Med Patellabrace is eenvoudig aan te leggen en kan probleemloos gewassen worden.

INDIKATIES

- Tendinitis of the patella tendon
- Osgood-Schlatter disease
- Patellofemoral pain syndrome
- Subluxation/hypermobility proximal tibiofibular joint

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuw leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingsteken. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

ANAMETEN / AANLEGEN

De Patellabandage is verkrijgbaar in 1 maat. Het maatbereik loopt van 28 tot 45 centimeter.

Zorg ervoor dat het drukpunt van de brace (ter hoogte van het logo) direct onder de knieschijf wordt aangelegd.

Breng de instelbare band op de juiste spanning en sluit deze.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Voor een goede hygiëne en een langere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zu waschen und trocken zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und die restliche Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (**nicht** in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut nodig zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dient de huid met een daartoe geschikt middel afgedekt te zijn.
- Das Fachpersonal Ihres Fachhändlers wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an einen Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie jedes Gebrauch von Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- In accordance with EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the appropriate regulatory body in the user's country of residence.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

Voor gegevens van de distributeur in uw land verwijzen we naar www.push.eu/distributors**BANDE PATELLAIRE PUSH MED****INTRODUCCIÓN**

Los productos Push med ofrecen soluciones eficaces en caso de disturbios o de función reducida del aparato locomotor.

Vuestro nuevo soporte para la rodilla es un producto Push med que se caracteriza por un alto nivel de efectividad, confort y calidad. El soporte para la rodilla Push med mejoró la estabilidad y alivia la dolor. Esto sirve para aumentar la resistencia física. El soporte para la rodilla Push med es basado en el soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición.

Los productos Push med son innovadores y se fabrican con todos los cuidados. Tal permite una máxima seguridad y una mayor libertad de movimiento. El objetivo es de satisfacción.

Leez attentamente de la información del producto antes de utilizar la banda patelar Push med. Aprenda a utilizar la banda patelar Push med de forma segura y sin preocupaciones.

SUPPORTO ROTULEO PUSH MED**INTRODUZIONE**

I prodotti Push med offrono soluzioni efficaci in caso di disturbi o di deficit funzionale ridotto dell'apparato locomotore.

Il vostro nuovo supporto rotuleo è un prodotto Push med che si contraddistingue per un alto livello di effettività, confort e qualità. Lo supporto rotuleo Push med migliora la stabilità e allevia il dolore. Questo serve per aumentare la resistenza fisica. Il supporto rotuleo Push med è basato sulla sostegno meccanico, la pressione regolabile e una buona tenuta della posizione.

I prodotti Push med sono innovativi e vengono realizzati con tutti i cuidados. Tal permette una massima sicurezza e una maggiore libertà di movimento. L'obiettivo è di soddisfare.

Lees attentamente le informazioni del prodotto prima di utilizzare la banda patelare Push med. Aprende a utilizzare la banda patelare Push med de forma sicura e senza preoccupazioni.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La banda patelar Push med aplica una presión local sobre la parte de atrás de la rodilla apoyando la rodilla. Esto permite aliviar la inserción del músculo del muslo, reduciendo la fuerza de tracción sobre la pierna.

El almohadillado está formado por un polímero elástico compatible con la piel. El elemento de immobilización sintético situado debajo del almohadillado garantiza una distribución uniforme de la presión.

